

## rhodotorulapepsin

Cat. No. EXWM-4264

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

Von der unvollkommenen Hefe Rhodotorula glutinis. Ähnlich gelagerte Enzyme wurden aus dem unvollkommenen hefeähnlichen Organismus Cladosporium sp. und dem unvollkommenen Pilz Paecilomyces varioti isoliert.

#### Synonyme

Rhodotorula Aspartat-Proteinase; Cladosporium Säure-Protease; Cladosporium Säure-Proteinase; Paecilomyces-Proteinase; Cladosporium Aspartat-Proteinase; Paecilomyces-Proteinase; Rhodotorula glutinis Aspartat-Proteinase; Rhodotorula glutinis Säure-Proteinase; Rhodotorula glutinis Aspartat-Proteinase II; Rhodotorula Säure-Proteinase

### Produktinformation

#### Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

#### EC-Nummer

EC 3.4.23.26

#### CAS-Nummer

37259-59-9

#### Reaktion

Spezifität ähnlich der von Pepsin A. Spaltet Z-Lys-Ala-Ala-Ala und aktiviert Trypsinogen.

#### Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine Sonderanfertigung und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

### Lager- und Versandinformation

#### Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.