

## Hydroxyglutamat-Decarboxylase

Cat. No. EXWM-4760

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | Ein Pyridoxal-Phosphat-Protein.      |
| <b>Synonyme</b>     | 3-Hydroxy-L-Glutamat 1-Carboxy-Lyase |

### Produktinformation

|                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Form</b>       | Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver                                                                                                                                           |
| <b>EC-Nummer</b>  | EC 4.1.1.16                                                                                                                                                                       |
| <b>CAS-Nummer</b> | 9024-59-3                                                                                                                                                                         |
| <b>Reaktion</b>   | 3-Hydroxy-L-Glutamat = 4-Amino-3-Hydroxybutanoat + CO <sub>2</sub>                                                                                                                |
| <b>Hinweise</b>   | Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren. |

### Lager- und Versandinformation

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagerung</b> | Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|