

Protease-Inhibitor-Mix G

Cat. No. INBZ-006

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Anwendungen

Mischung aus 5 wasserlöslichen Proteaseinhibitoren, die Proteasen weitgehend hemmt.

Produktinformation

Formulierung

50 mM Natriumphosphat, pH 7,0 und 30% Glycerin.

Ziele

Cystein-; Serin-; Metalloproteasen

Lager- und Versandinformation

Lagerung

-15 °C bis -25 °C