

Alkoholdehydrogenase (Rohenzym)

Cat. No. NATE-1792

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung Dieses Produkt mit der angegebenen Enzymaktivität wurde kurzzeitig aus

gentechnisch verändertem E. coli gereinigt.

Anwendungen Synthese; Medizin

Synonyme Aldehydreduktase (NADPH2); NADP-Alkoholdeshydrogenase; NADP + -

Aldehydreduktase; NADP + -abhängige Aldehydreduktase; NADPH-

Aldehydreduktase; NADPH-abhängige Aldehydreduktase; unspezifische succinische

Semialdehydreduktase; ALR 1; low-Km Aldehydreduktase; high-Km

Aldehydreduktase; Alkoholdeshydrogenase (NADP)

Produktinformation

Herkunft E. coli

Aussehen Klar bis durchscheinend gelbe Lösung

EC-Nummer EC 1.1.1.2

CAS-Nummer 9028-12-0

Aktivität Unbestimmt

Reaktion ein Alkohol + NADP + = ein Aldehyd + NADPH + H +

Hinweise Da dieses Produkt frisch zubereitet werden muss, dauert es etwa 2 Wochen,

nachdem Sie die Bestellung bestätigt haben. Jede Freeze-Thaw-Zyklen können zu einer teilweisen Inaktivierung führen. Daher sollte es nach Bedarf dosiert und bei -20°C oder niedriger gelagert werden. Mit der Verlängerung der Lagerzeit wird die Enzymaktivität bis zu einem gewissen Grad abnehmen, daher sollte das Produkt so

schnell wie möglich verwendet werden. Dieses Produkt kann während des

Produktions- und Lagerungsprozesses Trübungen oder Ablagerungen aufweisen, es

kann nach dem Auftauen gemischt werden und beeinträchtigt die normale Verwendung nicht. Dieses Produkt ist auf die wissenschaftliche Forschung beschränkt, darf nicht für klinische Diagnosen oder Behandlungen verwendet werden, darf nicht für Lebensmittel oder Medikamente verwendet werden und darf nicht in gewöhnlichen Wohnräumen gelagert werden. Zu Ihrer Sicherheit und

Gesundheit tragen Sie bitte einen Laborkittel und Einweghandschuhe.

Verwendung und Verpackung

Verpackung 100ml

Lager- und Versandinformation

Lagerung bei -20 °C oder niedriger, für mindestens 1 Monat.

Tel: 1-631-562-8517 1-516-512-3133 **Email:** info@creative-enzymes.com 1/1