

## Hydantoin Racemase (Rohenzym)

Cat. No. NATE-1855

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

<b>Beschreibung</b>	Dieses Produkt mit der angegebenen Enzymaktivität wurde kurzzeitig aus gentechnisch verändertem E. coli gereinigt.
<b>Anwendungen</b>	Synthese
<b>Synonyme</b>	5'-monosubstituiertes-Hydantoin-Racemase; HyuA; HyuE

### Produktinformation

<b>Herkunft</b>	E. coli
<b>Aussehen</b>	Klar bis durchscheinend gelbe Lösung
<b>EC-Nummer</b>	EC 5.1.99.5
<b>CAS-Nummer</b>	111310-51-1
<b>Aktivität</b>	Unbestimmt
<b>Reaktion</b>	D-5-monosubstituiertes Hydantoin = L-5-monosubstituiertes Hydantoin
<b>Hinweise</b>	Da dieses Produkt frisch zubereitet werden muss, dauert es etwa 2 Wochen, nachdem Sie die Bestellung bestätigt haben. Jede Freeze-Thaw-Zeit kann zu einer teilweisen Inaktivierung führen. Daher sollte es nach Bedarf abgegeben und bei -20 °C oder niedriger gelagert werden. Mit der Verlängerung der Lagerzeit wird die Enzymaktivität bis zu einem gewissen Grad abnehmen, daher sollte das Produkt so schnell wie möglich verwendet werden. Dieses Produkt kann während des Produktions- und Lagerungsprozesses Trübungen oder Ablagerungen aufweisen, es kann nach dem Auftauen gemischt werden und beeinträchtigt die normale Verwendung nicht. Dieses Produkt ist auf die wissenschaftliche Forschung beschränkt, darf nicht für klinische Diagnosen oder Behandlungen verwendet werden, darf nicht für Lebensmittel oder Medikamente verwendet werden und darf nicht in gewöhnlichen Wohnräumen gelagert werden. Zu Ihrer Sicherheit und Gesundheit tragen Sie bitte einen Laborkittel und Einweghandschuhe.

### Verwendung und Verpackung

<b>Verpackung</b>	100ml
-------------------	-------

### Lager- und Versandinformation

<b>Lagerung</b>	bei -20 °C oder niedriger, für mindestens 1 Monat.
-----------------	--