

## Kollagen aus der Achillessehne

Cat. No. CEFX-003

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

Alle nicht-kollagenen Gewebe der frischen bovinen Achillessehne wurden entfernt und in kleine Stücke geschnitten. Bei 0 °C 6 Tage extrahieren und die Na<sub>2</sub>HP04-Lösung mehrmals wechseln, um lösliche Proteine zu entfernen. Dann mit einer 25% KCl-Lösung bei 0 °C 6 Tage extrahieren, um Mukopolysaccharide zu entfernen. Schließlich wurde der Rückstand gründlich mit Wasser gewaschen, mit wasserfreiem Ethanol dehydratisiert und an der Luft getrocknet. Unlöslich; Nondenaturierend Partikelgröße: Zerkleinert (Ungefähr 1 cm Fasern)

### Produktinformation

<b>Art</b>	Rind
<b>Herkunft</b>	Achillessehne
<b>Form</b>	Pulver