

## Hochreine Protease, Schweinepankreas

Cat. No. CEFX-031

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

1. Schweine-Pankreasgewebe wurde physisch zerkleinert und mit einem Gefrierpuffer gemischt. 2. Entfärbung. 3. Protease wird durch Zentrifugation, Elektrophorese und Chromatographie getrennt und gereinigt. 4. Hochreines Trypsin und Chymotrypsin werden gewonnen.

### Produktinformation

**Art** Schweine-

**Herkunft** Schweinepankreas

**Form** Pulver

**Aktivität** Trypsin: 17,0-20,0 Einheiten/mg. Chymotrypsin: 16-19 Einheiten/mg.

**Einheitsdefinition** Eine Einheit hydrolysiert 1  $\mu\text{M}$  Substrat pro Minute bei 25°C.

### Lager- und Versandinformation

**Lagerung** Lagern Sie bei 5 °C. Stabil 1-2 Jahre.