

SYBR Green qPCR Master Mix

Cat. No. NATZ-135

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Super Hot-Start SYBR Green qPCR Master Mix ist ein gebrauchsfertiges qPCR-Cocktail. Es kann direkt für robuste und niedrig-template quantitative PCR mit hoher Sensitivität, Spezifität und Zuverlässigkeit verwendet werden.

Anwendungen

1. Farbstoffbasierte quantitative PCR-Detektion 2. Nukleinsäureamplifikation und Expressionsprofilierung 3. Quantitative Genotypisierungsstudien 4. Genomikbezogene Anwendungen

Produktinformation

Form

Flüssigkeit

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Bei -20 °C lichtgeschützt lagern und ist bis zu 18 Monate stabil. Vermeiden Sie wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen während der Verwendung. Für die sofortige Verwendung können die Komponenten bei 2-8 °C gelagert werden.