

Phosphatase-Inhibitor-Cocktail B

Cat. No. CEI-0786

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung Rekonstituieren Sie in 1 ml Wasser, um eine Lösung mit 200 mM Imidazol, 100 mM

Natriumfluorid, 115 mM Natriummolybdat, 100 mM Natriumorthovanadat und 400 mM Natriumtartrat herzustellen. Zur Hemmung von Protein-Tyrosin-Phosphatasen,

sauren und alkalischen Phosphatasen.

Produktinformation

Aussehen Lyophilisiertes Feststoff

Ziele Phosphatase

Tel: 1-631-562-8517 1-516-512-3133 **Email:** info@creative-enzymes.com

1/1