

## Protease-Inhibitor-Cocktail II

Cat. No. CEI-0796

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

Hemmung von Aspartat-, Cystein-, Serin- und Metalloproteasen sowie Aminopeptidasen. Empfohlen zur Verwendung mit bakteriellen Zellextrakten. Rekonstituieren Sie jede Ampulle mit 1 ml DMSO und 4 ml H<sub>2</sub>O, um eine 5 ml Lagerlösung mit 20 mM AEBSF.HCl, 1,7 mM Bestatin, 200 µM E-64, 85 mM EDTA und 2 mM Pepstatin A zu erhalten.

### Produktinformation

#### Aussehen

Lyophilisiertes Feststoff

#### Ziele

Protease