

Protease-Inhibitor-Cocktail III, tierfrei, DMSO-frei

Cat. No. CEI-0799

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Wird eine 1 ml Lösung von 100 mM AEBSF.HCl, 80 µM rekombinantem Aprotinin, 5 mM Bestatin, 1,5 mM E-64, 2 mM Leupeptin-Hemisulfat und 1 mM Pepstatin A herstellen, wenn in Wasser rekonstituiert.

Produktinformation

Aussehen

Lyophilisiertes Feststoff

Ziele

Protease