

Protease-Inhibitor-Cocktail V, EDTA-frei

Cat. No. CEI-0801

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Zur Hemmung von Cystein- und Serinproteasen, jedoch nicht von Metalloproteasen. In 1 ml Wasser für eine 100X-Lösung rekonstituieren. Eine 1X-Lösung enthält 500 µM AEBSF.HCl, 150 nM Aprotinin, 1 µM E-64 und 1 µM Leupeptin-Hemisulfat.

Produktinformation

Aussehen

Lyophilisiertes Feststoff

Ziele

Protease