

## Protease-Inhibitor-Cocktail VI, Allgemeine Verwendung

Cat. No. CEI-0803

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

Rekonstituieren Sie mit 100 ml Wasser. Die rekonstituierte Cocktaillösung enthält 2 mM AEBSF.HCl, 1 mM EDTA-Dinatriumsalz, 130 µM Bestatin, 1 µM E-64, 1 µM Leupeptin-Hemisulfat und 0,3 µM Aprotinin.

### Produktinformation

#### Aussehen

Lyophilisiertes Feststoff

#### Ziele

Protease