

BCIP/NBT

Cat. No. CSUB-0023

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Anwendungen

SIGMA FAST BCIP/NBT (5-Bromo-4-chloro-3-indolylphosphat/Nitroblau-Tetrazolium) Tabletten wurden für den Einsatz in der Immunchemie als ausfällendes Substrat zur Detektion der alkalischen Phosphatase-Aktivität entwickelt. Häufige Anwendungen sind im Immunoblotting oder Dot Blotting. Es wird seltener in der Immunhistochemie verwendet. Diese Tabletten erfordern keine zusätzlichen Puffer oder Schritte, um eine aktive Substratlösung vorzubereiten.

Synonyme

BCIP/NBT Alkalische Phosphatase Substrat

Produktinformation

Form

Tablet

Substrate

Alkalische Phosphatase

Verwendung und Verpackung

Rekonstitution

Jede Tablette, die in 10 ml deionisiertem Wasser gelöst wird, ergibt eine gebrauchsfertige gepufferte Lösung, die BCIP/NBT bei pH 9,5 enthält.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

-20°C