

3,3'-Diaminobenzidin-Tetrahydrochlorid

Cat. No. CSUB-0419

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Anwendungen Reagenz zur spektrophotometrischen Bestimmung von Selen.

Synonyme 3, 3'; 4, 4'-Biphenyltetramin Tetrahydrochlorid; 3, 3'; 4, 4'-Tetraaminobiphenyl

Tetrahydrochlorid; DAB

Produktinformation

Form Tablet

EC-Nummer 231-018-9

CAS-Nummer 7411-49-6

Molekulargewicht 360.11

Spezifität Peroxidase-Substrat geeignet für die Verwendung in Immunoblotting- und

immunhistologischen Färbeverfahren. Dieses Substrat erzeugt ein unlösliches

Endprodukt, das braun gefärbt ist und visuell beobachtet werden kann.

Substrate Peroxidase-Substrate

Verwendung und Verpackung

Rekonstitution Lösen Sie 1 Tablette in 15 ml Tris-pufferlösungs, pH 7,6. Fügen Sie 12 μl frisches

30% Wasserstoffperoxid hinzu. Die DAB- und Wasserstoffperoxidkonzentration

kann an die individuellen Anwendungen angepasst werden.

Lager- und Versandinformation

Lagerung -20°C

Tel: 1-631-562-8517 1-516-512-3133 **Email:** info@creative-enzymes.com