

Watasenia-luciferin 2-Monooxygenase

Cat. No. EXWM-0621

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Das Enzym aus dem leuchtenden Tintenfisch Watasenia kann durch Messung der Lichtemission bestimmt werden.

Synonyme

Watasenia-Typ Luciferase

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 1.13.12.8

Reaktion

Watasenia Luciferin + O₂ = oxidiertes Watasenia Luciferin + CO₂ + hν

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.