

## leukotrien-E4 20-Monooxygenase

Cat. No. EXWM-0841

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

Wirkt ebenfalls auf N-Acetyl-Leukotrien E4, jedoch langsamer. Nicht identisch mit EC 1.14.13.30 Leukotrien-B4 20-Monooxygenase.

#### Synonyme

leukotriene-E4 ω-Hydroxylase

### Produktinformation

#### Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

#### EC-Nummer

EC 1.14.13.34

#### CAS-Nummer

111940-51-3

#### Reaktion

$(7E,9E,11Z,14Z)-(5S,6R)-6-(\text{cystein-S-yl})-5\text{-hydroxyicos-7,9,11,14-tetraenoat} + \text{NADPH} + \text{H}^+ + \text{O}_2 = 20\text{-Hydroxyleukotrien E4} + \text{NADP}^+ + \text{H}_2\text{O}$

#### Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

### Lager- und Versandinformation

#### Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.