

## Steroid 9 $\alpha$ -Monooxygenase

Cat. No. EXWM-1042

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | Ein Enzymsystem, das ein Flavoprotein (FMN) und zwei Eisen-Schwefel-Proteine umfasst. |
| <b>Synonyme</b>     | Steroid 9 $\alpha$ -Hydroxylase                                                       |

### Produktinformation

|                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Form</b>       | Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver                                                                                                                                           |
| <b>EC-Nummer</b>  | EC 1.14.99.24                                                                                                                                                                     |
| <b>CAS-Nummer</b> | 82869-33-8                                                                                                                                                                        |
| <b>Reaktion</b>   | pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione + AH <sub>2</sub> + O <sub>2</sub> = 9,11 $\alpha$ -epoxypregn-4-ene-3,20-dione + A + H <sub>2</sub> O                                            |
| <b>Hinweise</b>   | Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren. |

### Lager- und Versandinformation

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagerung</b> | Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|