

## demethyldecarbamoynovobiocin O-methyltransferase

Cat. No. EXWM-1892

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | Das Enzym ist an der Biosynthese des Aminocoumarin-Antibiotikums Novobiocin beteiligt. |
| <b>Synonyme</b>     | NovP                                                                                   |

### Produktinformation

|                  |                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Form</b>      | Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver                                                                                                                                       |
| <b>EC-Nummer</b> | EC 2.1.1.285                                                                                                                                                                  |
| <b>Reaktion</b>  | S-Adenosyl-L-methionin + Demethyldecarbamoynovobiocin = S-Adenosyl-L-homocystein + Decarbamoynovobiocin                                                                       |
| <b>Hinweise</b>  | Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren. |

### Lager- und Versandinformation

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagerung</b> | Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|