

## Piperidin N-Piperoyltransferase

Cat. No. EXWM-2084

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

**Beschreibung** Pyrrolidin und 3-Pyrrolin können ebenfalls als Akzeptoren fungieren, jedoch langsamer.

**Synonyme** Piperidin-Piperoyltransferase; Piperoyl-CoA:Piperidin N-Piperoyltransferase

### Produktinformation

**Form** Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

**EC-Nummer** EC 2.3.1.145

**CAS-Nummer** 126806-22-2

**Reaktion** (E,E)-Piperoyl-CoA + Piperidin = CoA + N-[(E,E)-Piperoyl]-Piperidin

**Hinweise** Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

### Lager- und Versandinformation

**Lagerung** Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.