

cis-p-Coumarat-Glucosyltransferase

Cat. No. EXWM-2436

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung cis-Caffeinsäure dient auch als Glucosyl-Akzeptor mit dem Enzym von Sphagnum fallax kinggr. Die entsprechenden trans-Isomere sind keine Substrate.

Produktinformation

Form Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer EC 2.4.1.209

CAS-Nummer 196887-88-4

Reaktion UDP-Glukose + cis-p-Cumarat = 4'-O-β-D-Glucosyl-cis-p-Cumarat + UDP

Hinweise Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.