

4-Aminobutyrat-2-Oxoglutarat-Transaminase

Cat. No. EXWM-2859

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Erfordert Pyridoxalphosphat. Einige Präparate wirken auch auf β -Alanin, 5-Aminopentanoat und (R,S)-3-Amin-2-methylpropanoat.

Synonyme

β -Alanin-oxoglutarat-Transaminase; Aminobutyrat-Aminotransferase (mehrdeutig); β -Alanin-Aminotransferase; β -Alanin-oxoglutarat-Aminotransferase; γ -Aminobutyrat-Aminotransaminase (mehrdeutig); γ -Aminobutyrat-Transaminase (mehrdeutig); γ -Aminobutyrat- α -Ketoglutarat-Aminotransferase; γ -Aminobutyrat- α -Ketoglutarat-Transaminase; γ -Aminobutyrat: α -Oxoglutarat-Aminotransferase; γ -Aminobuttersäure-Aminotransferase (mehrdeutig); γ -Aminobuttersäure-Transaminase (mehrdeutig); γ -Aminobuttersäure- α -Ketoglutarat-Transaminase; γ -Aminobuttersäure- α -Ketoglutarinsäure-Aminotransferase; γ -Aminobuttersäure-2-Oxoglutarat-Transaminase; γ -Aminobuttersäure-Transaminase (mehrdeutig); 4-Aminobutyrat-Aminotransferase (mehrdeutig); 4-Aminobutyrat-2-Ketoglutarat-Aminotransferase; 4-Aminobutyrat-2-Oxoglutarat-Aminotransferase; 4-Aminobutyrat-2-Oxoglutarat-Transaminase; 4-Aminobuttersäure-2-Ketoglutarinsäure-Aminotransferase; 4-Aminobuttersäure-Aminotransferase (mehrdeutig); Aminobutyrat-Transaminase (mehrdeutig); GABA-Aminotransferase (mehrdeutig); GABA-Transaminase (mehrdeutig); GABA-Transferase; GABA- α -Ketoglutarat-Aminotransferase; GABA- α -Ketoglutarat-Transaminase; GABA- α -Ketoglutarinsäure-Transaminase; GABA- α -Oxoglutarat-Aminotransferase; GABA-2-Oxoglutarat-Aminotransferase; GABA-2-Oxoglutarat-Transaminase; GABA-Oxoglutarat-Aminotransferase; GABA-Oxoglutarat-Transaminase; Glutamat-succinische Semialdehyd-Transaminase; GabT

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 2.6.1.19

CAS-Nummer

9037-67-6

Reaktion

4-Aminobutanoat + 2-Oxoglutarat = Succinatsemialdehyd + L-Glutamat

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.