

## Viomycin-Kinase

Cat. No. EXWM-2950

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

Wirkt auch auf Capreomycine. Ein Serinrest in den Peptidantibiotika fungiert als Phosphat-Akzeptor.

#### Synonyme

viomycin Phosphotransferase; capreomycin Phosphotransferase

### Produktinformation

#### Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

#### EC-Nummer

EC 2.7.1.103

#### CAS-Nummer

77000-11-4

#### Reaktion

ATP + Viomycin = ADP + O-Phosphoviomycin

#### Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

### Lager- und Versandinformation

#### Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.