

## Mevalonat-3-phosphat 5-Kinase

Cat. No. EXWM-3018

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

Mevalonat-3-Kinase (EC 2.7.1.185) und Mevalonat-3-phosphat-5-Kinase wirken sequenziell in einem alternativen Mevalonatweg im Archaeon *Thermoplasma acidophilum*.

### Produktinformation

#### Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

#### EC-Nummer

EC 2.7.1.186

#### Reaktion

$\text{ATP} + (\text{R})\text{-3-Phosphomevalonat} = \text{ADP} + (\text{R})\text{-3,5-Bisphosphomevalonat}$

#### Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

### Lager- und Versandinformation

#### Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C ~ -80 °C.