

## Erythritolkinase (D-Erythritol-4-phosphat-bildend)

Cat. No. EXWM-3057

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

Das Enzym wurde aus dem Bakterium *Propionibacterium acidipropionici* (früher bekannt als *Propionibacterium pentosaceum*) charakterisiert. vgl. EC 2.7.1.215, Erythritolkinase (L-Erythritol-4-phosphat-bildend).

#### Synonyme

Erythritol-Kinase (phosphorylierend) (mehrdeutig)

### Produktinformation

#### Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

#### EC-Nummer

EC 2.7.1.27

#### CAS-Nummer

9030-64-2

#### Reaktion

ATP + Erythritol = ADP + D-Erythritol 4-Phosphat

#### Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine Sonderanfertigung und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

### Lager- und Versandinformation

#### Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.