

## **Glycerolkinase**

Cat. No. EXWM-3061

Lot. No. (See product label)

## **Einleitung**

Beschreibung Glyceron und L-Glycerinaldehyd können als Akzeptoren fungieren; UTP (und im Fall

des Hefenzyms ITP und GTP) können als Donoren fungieren.

**Synonyme** glycerokinase; GK; ATP:glycerol-3-phosphotransferase; Glycerolkinase

(phosphorylierend); Glycerinsäurekinase

## **Produktinformation**

**Form** Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

**EC-Nummer** EC 2.7.1.30

**CAS-Nummer** 9030-66-4

**Reaktion** ATP + Glycerin = ADP + sn-Glycerin-3-phosphat

Hinweise Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit

beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen

1/1

maßgeschneidert produzieren.

## Lager- und Versandinformation

Lagerung Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20

°C~-80 °C.

**Tel:** 1-631-562-8517 1-516-512-3133 **Email:** info@creative-enzymes.com