

Pyruvatkinase

Cat. No. EXWM-3070

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

UTP, GTP, CTP, ITP und dATP können ebenfalls als Spender fungieren.
Phosphoryliert auch Hydroxylamin und Fluorid in Anwesenheit von CO₂.

Synonyme

phosphoenolpyruvatkinase; phosphoenoltransphosphorylase

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 2.7.1.40

CAS-Nummer

9001-59-6

Reaktion

ATP + Pyruvat = ADP + Phosphoenolpyruvat

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.