

Streptomycin 6-Kinase

Cat. No. EXWM-3102

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

dATP kann ATP ersetzen; und Dihydrostreptomycin, Streptidin und 2-Desoxystreptidin können als Akzeptoren fungieren.

Synonyme

streptidine Kinase; SM 6-Kinase; Streptomycin 6-Kinase (phosphorylierend); Streptidine Kinase (phosphorylierend); Streptomycin 6-O-Phosphotransferase; Streptomycin 6-Phosphotransferase

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 2.7.1.72

CAS-Nummer

37278-11-8

Reaktion

ATP + Streptomycin = ADP + Streptomycin 6-Phosphat

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.