

nicht-spezifische Serin/Threonin-Protein-Kinase

Cat. No. EXWM-3128

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Dies ist eine heterogene Gruppe von Serin/Threonin-Protein-Kinasen, die keine aktivierende Verbindung haben und entweder unspezifisch sind oder deren Spezifität bis heute nicht analysiert wurde.

Synonyme

A-Kinase; AP50-Kinase; ATP-Protein-Transphosphorylase; calciumabhängige Protein-Kinase C; calcium-/Phospholipid-abhängige Protein-Kinase; cAMP-abhängige Protein-Kinase; cAMP-abhängige Protein-Kinase A; Casein-Kinase; Casein-Kinase (phosphorylierend); Casein-Kinase 2; Casein-Kinase I; Casein-Kinase II; cGMP-abhängige Protein-Kinase; CK-2; CKI; CKII; zyklische AMP-abhängige Protein-Kinase; zyklische AMP-abhängige Protein-Kinase A; zyklisch-monophosphat-abhängige Protein-Kinase; zyklisch-nukleotid-abhängige Protein-Kinase; cyclinabhängige Kinase; Cytidin 3',5'-zyklisches Monophosphat-reaktive Protein-Kinase; dsk1; Glykogen-Synthase a Kinase; Glykogen-Synthase-Kinase; HIPK2; Hpr-Kinase; Hydroxyalkyl-Protein-Kinase; Hydroxyalkyl-Protein-Kinase; M-Phasen-spezifische cdc2-Kinase; mitogen-aktivierte S6-Kinase; p82-Kinase; Phosphorylase b Kinase Kinase; PKA; Protein-Glutamyl-Kinase; Protein-Kinase (phosphorylierend); Protein-Kinase A; Protein-Kinase CK2; Protein-Kinase p58; Protein-Phosphokinase; Protein-Serin-Kinase; Protein-Serin-Threonin-Kinase; Protein-Aspartyl-Kinase; Protein-Cystein-Kinase; Protein-Serin-Kinase; Prp4-Protein-Kinase; Raf-Kinase; Raf-1; ribosomale Protein S6-Kinase II; ribosomale S6-Protein-Kinase; Serin-Kinase; Serin-Protein-Kinase; serin-spezifische Protein-Kinase; Serin(threonin) Protein-Kinase; Serin/Threonin-Protein-Kinase; STK32; T-Antigen-Kinase; threonin-spezifische Protein-Kinase; Twitchin-Kinase; Typ-2-Casein-Kinase; β IIPKC; ϵ PKC; Wee 1-ähnliche Kinase; Wee-Kinase; WEE1Hu

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 2.7.11.1

Reaktion

ATP + ein Protein = ADP + ein Phosphoprotein

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.