

## Histidin-Kinase

Cat. No. EXWM-3165

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

Dieser Eintrag wurde aufgenommen, um diejenigen Protein-Histidin-Kinasen zu berücksichtigen, für die die Phosphorylierungsstelle nicht festgelegt wurde (d.h. entweder das pro- oder tele-Nitrogen von Histidin). Eine Reihe von Histonen kann als Akzeptor fungieren.

#### Synonyme

EnvZ; Histidin-Kinase (mehrdeutig); Histidin-Protein-Kinase (mehrdeutig); Protein-Histidin-Kinase (mehrdeutig); Protein-Kinase (Histidin) (mehrdeutig); HK1; HP165; Sln1p

### Produktinformation

#### Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

#### EC-Nummer

EC 2.7.13.3

#### CAS-Nummer

420839-67-4

#### Reaktion

ATP + Protein L-Histidin = ADP + Protein N-Phospho-L-Histidin

#### Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

### Lager- und Versandinformation

#### Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.