

Ammoniak-Kinase

Cat. No. EXWM-3188

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Hat eine breite Spezifität. In umgekehrter Richtung können N-Phosphoglycin und N-Phosphohistidin ebenfalls als Phosphatdonoren wirken, und ADP, dADP, GDP, CDP, dTDP, dCDP, IDP und UDP können als Phosphatakzeptoren fungieren (in absteigender Reihenfolge der Aktivität).

Synonyme

phosphoramidat-adenosin-diphosphat-phosphotransferase; phosphoramidat-ADP-phosphotransferase

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 2.7.3.8

CAS-Nummer

37278-16-3

Reaktion

$\text{ATP} + \text{NH}_3 = \text{ADP} + \text{Phosphoramid}$

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C ~ -80 °C.