

Pseudaminsäure Cytidyltransferase

Cat. No. EXWM-3294

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung Mg2+ wird für die Aktivität benötigt.

Synonyme PseF

Produktinformation

Form Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer EC 2.7.7.81

Reaktion CTP + 5,7-Diacetamido-3,5,7,9-Tetradeoxy-L-Glycero- α -L-Manno-2-

Nonulopyranosäure = Diphosphat + CMP-5,7-Diacetamido-3,5,7,9-Tetradeoxy-L-

Glycero-α-L-Manno-2-Nonulopyranosäure

Hinweise Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit

beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen

maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20

°C~-80 °C.

Tel: 1-631-562-8517 1-516-512-3133 **Email:** info@creative-enzymes.com

1/1