

Archaetidylserin-Synthase

Cat. No. EXWM-3337

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Erfordert Mn²⁺. Isoliert aus dem Archaeon Methanothermobacter thermautotrophicus.

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 2.7.8.38

Reaktion

(1) CDP-2,3-bis-(O-geranylgeranyl)-sn-glycerol + L-Serin = CMP + 2,3-bis-(O-geranylgeranyl)-sn-glycero-1-phospho-L-Serin; (2) CDP-2,3-bis-(O-phytanyl)-sn-glycerol + L-Serin = CMP + 2,3-bis-(O-phytanyl)-sn-glycero-1-phospho-L-Serin

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.