

Lipoproteinlipase

Cat. No. EXWM-3460

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Hydrolysiert Triacylglycerole in Chylomikronen und Lipoproteinen mit niedriger Dichte. Hydrolysiert auch Diacylglycerol.

Synonyme

clearing factor Lipase; Diglycerid-Lipase; Diacylglycerol-Lipase; Postheparin-Esterase; Diglycerid-Lipase; Postheparin-Lipase; Diacylglycerol-Hydrolase; Lipämie-clearing factor

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 3.1.1.34

CAS-Nummer

9004-02-8

Reaktion

Triacylglycerol + H₂O = Diacylglycerol + ein Carboxylat

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.