

## Chlorogenat-Hydrolase

Cat. No. EXWM-3469

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

**Beschreibung** Wirkt ebenfalls langsamer auf Isochlorogenat. Es sind keine anderen Substrate bekannt.

**Synonyme** chlorogenase; chlorogensäureesterase

### Produktinformation

**Form** Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

**EC-Nummer** EC 3.1.1.42

**CAS-Nummer** 74082-59-0

**Reaktion** chlorogenat + H<sub>2</sub>O = caffeat + quinat

**Hinweise** Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

### Lager- und Versandinformation

**Lagerung** Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.