

## Exodeoxyribonuklease (lambda-induziert)

Cat. No. EXWM-3531

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

Bevorzugung von doppelsträngiger DNA. Greift keine Einzelstrangbrüche an.

#### Synonyme

lambda Exonuklease; phage lambda-induzierte Exonuklease; Escherichia coli Exonuklease IV; E. coli Exonuklease IV; Exodeoxyribonuklease IV; Exonuklease IV

### Produktinformation

#### Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

#### EC-Nummer

EC 3.1.11.3

#### CAS-Nummer

37367-70-7

#### Reaktion

Exonucleolytische Spaltung in 5'- zu 3'-Richtung zur Erzeugung von Nukleosid-5'-phosphaten

#### Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

### Lager- und Versandinformation

#### Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.