

Glucuronat-2-Sulfatase

Cat. No. EXWM-3751

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung Wirkt nicht auf Iduronat-2-sulfat-Reste (vgl. EC 3.1.6.13 Iduronat-2-sulfatase)

Synonyme glucurono-2-sulfatase

Produktinformation

Form Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer EC 3.1.6.18

CAS-Nummer 98597-45-6

Reaktion Hydrolyse der 2-Sulfatgruppen der 2-O-Sulfo-D-Glucuronat-Reste von

Chondroitinsulfat, Heparin und Heparitinsulfat

Hinweise Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit

beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen

maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20

°C~-80 °C.