

Ribosylpyrimidin-Nukleosidase

Cat. No. EXWM-3990

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Hydrolisiert auch Purin-D-Ribonukleoside, jedoch viel langsamer. 2'-, 3'- und 5'-Desoxynukleoside sind keine Substrate.

Synonyme

N-Ribosylpyrimidin-Nukleosidase; Pyrimidin-Nukleosidase; N-Ribosylpyrimidin-Ribohydrolase; Pyrimidin-Nukleosid-Hydrolase; RihB; YeiK; Nukleosid-Ribohydrolase

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 3.2.2.8

CAS-Nummer

37288-60-1

Reaktion

ein Pyrimidin-Nukleosid + H₂O = D-Ribose + eine Pyrimidinbase

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.