

## Komplement-Subkomponente C1r

Cat. No. EXWM-4135

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

Aktiviert aus dem Proenzym C1r im Plasma während der Aktivierung des Komplementsystems über den "klassischen" Weg. In der Peptidase-Familie S1 (Trypsin-Familie)

#### Synonyme

aktiviertes Komplement C1r; C1r Esterase; aktiviertes Komplement C1r

### Produktinformation

#### Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

#### EC-Nummer

EC 3.4.21.41

#### CAS-Nummer

80295-69-8

#### Reaktion

Selektive Spaltung der Lys(or Arg)Ile-Bindung im Komplement-Subkomponenten C1s zur Bildung von C1s (EC 3.4.21.42)

#### Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

### Lager- und Versandinformation

#### Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.