

Oligosaccharid-transportierende ATPase

Cat. No. EXWM-4654

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Bestellen Sie Oligosaccharid-transportierende ATPase für die Forschung zum Kohlenhydrattransport. Hochwertige Enzyme von Creative Enzymes gewährleisten zuverlässige Ergebnisse.

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 7.5.2.2 (Ehemals EC 3.6.3.18)

Reaktion

$\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} + \text{Oligosaccharid}_{\text{out}} = \text{ADP} + \text{Phosphat} + \text{Oligosaccharid}_{\text{in}}$

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C ~ -80 °C.