

## Teichonsäure-transportierendes ATPase

Cat. No. EXWM-4679

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

Bestellen Sie Teichonsäure-transportierendes ATPase für Studien zur bakteriellen Zellwand. Creative Enzymes bietet hochwertige Enzyme für die Forschung an.

### Produktinformation

#### Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

#### EC-Nummer

EC 7.5.2.4 (Ehemals EC 3.6.3.40)

#### Reaktion

$\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} + \text{Teichonsäurein} = \text{ADP} + \text{Phosphat} + \text{Teichonsäureout}$

#### Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine Sonderanfertigung und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

### Lager- und Versandinformation

#### Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.