

## Proteasom ATPase

Cat. No. EXWM-4710

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

Gehört zur AAA-Typ-Superfamilie und ist, ähnlich wie EC 3.6.4.5 (minus-end-directed kinesin ATPase), an der Kanalöffnung und der Entfaltung von Polypeptiden vor der Proteolyse im Proteasom beteiligt. Sechs ATPase-Untereinheiten sind im regulatorischen Partikel (RP) des 26S-Proteasoms vorhanden.

### Produktinformation

#### Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

#### EC-Nummer

EC 3.6.4.8

#### Reaktion

$\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} = \text{ADP} + \text{Phosphat}$

#### Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

### Lager- und Versandinformation

#### Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.