

5-epiaristolochene-Synthase

Cat. No. EXWM-5222

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Die initiale Zyklisierung ergibt (+)-Germacren A in einer enzymgebundenen Form, die nicht in das Medium freigesetzt wird.

Synonyme

5-epi-Aristolochensynthase; Tabak Epiaristolochensynthase; Farnesylpyrophosphatcyclase (mehrdeutig); EAS; TEAS

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 4.2.3.61

Reaktion

(2E,6E)-Farnesyl-Diphosphat = (+)-5-Epiaristolochen + Diphosphat

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.