

(+)-Germacren D-Synthase

Cat. No. EXWM-5239

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Erfordert Mg^{2+} , Mn^{2+} , Ni^{2+} oder Co^{2+} . Die Bildung von (+)-Germacren D beinhaltet eine 1,2-Hydridverschiebung, während es für (-)-Germacren D eine 1,3-Hydridverschiebung gibt (siehe EC 4.2.3.75).

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 4.2.3.77

Reaktion

(2E,6E)-Farnesyl-Diphosphat = (+)-Germacren D + Diphosphat

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.