

Phosphatase-Inhibitor-Mix II (Lösung)

Cat. No. INBZ-004

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Anwendungen

Mischung aus 7 verschiedenen Inhibitoren, die in Wasser gelöst sind, hemmt weitgehend Phosphatase.

Produktinformation

Formulierung

In 20mM Tris-HCl-Puffer (pH8.0) mit 20% Glycerin, 0.1M NaCl, 1mM DTT.

Ziele

Säure- und alkalische Phosphatasen; Proteinphosphatase 2A; 2B und 2C; Phosphoprotein-Phosphatase; Protein-Tyrosin-Phosphatase; Serin/Threonin-Phosphatase

Lager- und Versandinformation

Lagerung

2 °C bis 8 °C