

Protease-Inhibitor-Mix M

Cat. No. INBZ-010

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Anwendungen

Mischung aus 6 Proteasehemmern mit breitem Wirkungsspektrum für Proteasen. Sie ist speziell für die Verwendung mit Extrakten aus Säugetiergewebe formuliert, kann jedoch auch mit anderen Extrakten verwendet werden.

Produktinformation

Formulierung

In 20 mM Tris-HCl-Puffer (pH 8,0) mit 1 mM DTT, 0,1 M NaCl, 10% Glycerin.

Ziele

aspartat-; cystein-; serin-Proteasen; Aminopeptidasen (Metalloproteasen)

Lager- und Versandinformation

Lagerung

-15 °C bis -25 °C