

Protease-Inhibitor-Mix HP

Cat. No. INBZ-011

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Anwendungen

Mischung aus 4 wasserlöslichen Proteaseinhibitoren mit breiter Spezifität für Proteasen. Frei von Metallchelatoren. Empfohlen für die Reinigung von polyHis-markierten Proteinen und für andere Anwendungen, bei denen Metallchelatoren vermieden werden sollten.

Produktinformation

Formulierung

In 20 mM Tris-HCl-Puffer (pH 8,0) mit 1 mM DTT, 20% Glycerin.

Ziele

Cystein-; Serin-Proteasen

Lager- und Versandinformation

Lagerung

-15 °C bis -25 °C