

Immobilisierte humane Urokinase

Cat. No. NATE-1759

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Immobilisierte menschliche Zwei-Ketten-HMW-Urokinase ist ideal für die kontrollierte Aktivierung von Plasminogen zu Plasmin. Nach Abschluss der Aktivierung wird das Harz einfach entfernt und die Reaktion gestoppt. Kann zur Immunreinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern verwendet werden, die gegen menschliche Urokinase gerichtet sind. Kann wiederholt verwendet werden.

Synonyme

Urokinase; EC 3. 4. 21. 73; Urokinase-Typ Plasminogen-Aktivator; uPA; U-Plasminogen-Aktivator; Zellulärer Plasminogen-Aktivator; Urin-Plasminogen-Aktivator

Produktinformation

Art Mensch

Herkunft Insektenzellkultur

Form Harz

EC-Nummer EC 3. 4. 21. 73

Molekulargewicht 54000

Reinheit >95% durch SDS-PAGE-Analyse

Konzentration 2. 0 mg/ml

Puffer 0,05M Natriumacetat; 0,1M NaCl; 1mM EDTA; 0,02% Natriumazid; pH 5,0

Konservierungsmittel Natriumazid

Extinktionskoeffizient 1. 36

Lager- und Versandinformation

Lagerung 4°C

Stabilität 12 Monate ab Lieferung