

## Enzymstabilisator AES

Cat. No. AES-001

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

Breitbandstabilisator für Enzyme, Antigene und Antikörper; kann in diagnostischen Reagenzien und Verdünnungslösungen für Enzyme verwendet werden, insbesondere für verschiedene Oxidasen, Glycerophosphat-Oxidasen und Uricase usw. Bessere Wirkung in Kombination mit HPD.

#### Synonyme

Enzymstabilisator AES; Enzymstabilisator; AES

### Produktinformation

#### Form

Weißes Pulver

#### Reinheit

≥98,0%

### Verwendung und Verpackung

#### Verpackung

100g/Flasche

### Lager- und Versandinformation

#### Lagerung

Bei 2° C~8° C lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.