

## Ultra-kleine kupferbasierte Nanoenzyme

Cat. No. NE015

Lot. No. (See product label)

### Product Information

**Size** 10 ml

**Parameter** 1 mg/ml

**Terence of Dimension** 0.01

**Shape** Streifen

**Mimic Activity** Katalase und Superoxiddismutase.

**Description** Ultrakleine kupferbasierte Nanozyme haben die Vorteile einer ultrakleinen Partikelgröße, schneller renaler Clearance, guter Biokompatibilität und starker Fähigkeit zur Entfernung von ROS. Sie können das intrazelluläre antioxidative Enzymschutzsystem simulieren und haben eine gute Wirkung auf AKI, AILI, Wundheilung und andere mit ROS verbundene Krankheiten.

**Application** AKI, AILI, Wundheilung und andere Krankheiten.

**Purity** 95%+

**Storage Condition** Bei 2-8°C im Dunkeln lagern.

**Shelf Life** 12 Monate

**Usage** Nur für Forschungszwecke.